


# STENT AUTOEXPANDIBLE COLÓNICO



**\*INDICACIÓN:**  
Obstrucción maligna  
colorectal.

## CARACTERÍSTICAS

- › Estructura trenzada con celdas no fijadas
  - Maximizar la conformabilidad para evitar la migración y el riesgo de perforación
  - Combinación óptima de la fuerza radial y la fuerza axial para mantener la permeabilidad en la anatomía tortuosa
- › Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
CDT2410	24 MM	10cm	10FR	220cm	0.035"
CDT2412	24 MM	10cm	10FR	220cm	0.035"
CDT2415	24 MM	10cm	10FR	220cm	0.035"