

STENT AUTOEXPANDIBLE COLÓNICO PARCIAL Y CUBIERTA DE SILICONA



***INDICACIÓN:**
Obstrucción benigna y maligna colorectal.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura trenzada con celdas fijadas
 - Alta flexibilidad y fuerza radial óptima
- ▶ Cubierta de silicona y extremos redondos blandos
 - Reduce crecimiento de interno de tejido e hiperplasia
- ▶ Sutura verde visible para una fácil extracción
- ▶ Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
CST2010F	26 MM	10cm	10.5FR	220cm	0.035"