


# AUTOEXPANDIBLE ECOENDOSCÓPICO HOT SPAXUS



Marcador amarillo

Marcador interno  
de rayos x

Marcador azul

Punta de  
electrocauterio

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Previene la migración y mantiene la aposición del lumen.
- ▶ El recubrimiento completo de silicona evita las fugas y el crecimiento.
- ▶ El diseño flexible ayuda a la aposición acomodarse independientemente del grosor de la pared.
- ▶ Los diámetros de 8,10,16 mm permiten aplicar varias indicaciones.

Ref. No.	Diámetro del body (mm)	Diámetro del flaps (mm)	Longitud del stent (mm)	Catéter de sistema (fr)	Logitud usable del sistema (cm).
HSS0802FW	8	23	2	10	180
HSS1002FW	10	25	2	10	180
HSS1602FW	16	31	2	10	180