


STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO BETA



CARACTERÍSTICAS

- › Diseño único cubierto de PTFE y doble capa de silicona
- › Proporciona una excelente flexibilidad y adaptabilidad para adaptarse a una anatomía tortuosa
- › Las dobles capas externas recubiertas de silicona evitan el riesgo de migración y cualquier sustancia entre en contacto con la fuga o fístula
- › La parte proximal y distal ayudan a una fácil extracción o reposición.
- › Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 3 en el medio de cada anillo

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Diámetro entre capas	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
EK2412FNT2	24MM	12cm	25mm.	20 FR	70cm	0.035"
EK2223FND2	22MM	23cm	5mm	20 FR	70cm	0.035"