


# STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO CONIO



## **\*INDICACIÓN:**

Estenosis esofágicas superiores y estenosis hipofaríngeos.

## **CARACTERÍSTICAS**

- › Diámetro pequeño con diseño de la cabeza proximal diseñado especialmente para estenosis hipofarínge refractarios.
- › Cubierta de silicona: Reduce el riesgo de crecimiento infiltrante del tumor.
- › Sutura verde visible para una fácil extracción.
- › Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio.

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
ES1006FN	10MM	6cm	12FR.	70cm	0.038"