

# STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO MEGA



## \*INDICACIÓN:

Fugas o fistulas después de manga gástrica.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Especialmente diseñado con cuerpo liso y flexible: Se adapta a la anatomía aguda después de la manga gástrica.
- ▶ Diámetros grandes y longitud larga: Previene migración
  - Ambos extremos de la cabeza (8mm más grande que el cuerpo) ayuda a minimizar la migración
  - Parte proximal del stent se encuentra cerca de la media del esófago, y parte distal de la prótesis se encuentra en el antral gástrica o en la primera posición duodenal
- ▶ Totalmente cubierta de silicona permite una fácil extracción
- ▶ Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio.

| Ref. Nro. | Diámetro | Longitud | Catéter del sistema | Longitud del sistema | Acepta guía |
|-----------|----------|----------|---------------------|----------------------|-------------|
| ES2223F   | 22MM     | 23cm     | 20FR.               | 70cm                 | 0.038"      |
| ES2423F   | 24MM     | 23cm     | 20FR.               | 70cm                 | 0.038"      |