

STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO PARA POR CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, SISTEMA TTS



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Precargado en un sistema de liberación de 10.5fr para stent esofágico parcial y totalmente cubierto.
- ▶ Práctica solución para anatomías estrechas o tortuosas
El hilo de recuperación ayuda a la extracción del stent durante el procedimiento de colocación inicial
- ▶ Recubierta de silicona diseñado para resistir tejidos en crecimiento
- ▶ Marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

TOTALMENTE CUBIERTA

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
EST2012F	20MM	12cm	10.5FR	160cm	0.035"

PARCIALMENTE CUBIERTA

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
EST2012B	20MM	12cm	10.5FR	160cm	0.035"