


STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO DOBLE CAPA



***INDICACIÓN:**
Estenosis esofágica
maligna.

CARACTERÍSTICAS

- › Diseño de doble capa
 - Cubierta completa de silicona evita el riesgo de crecimiento interno del tumor
 - Malla exterior descubierta adicional ayuda a resistir la migración
- › Sutura de recuperación en extremos proximal ayuda fácil reposición
- › Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
ES2012FD	20MM	12cm	20FR.	70cm	0.038"