


# STENT AUTOEXPANDIBLE PILORICA/DUODENAL PARCIAL Y CUBIERTA DE SILICONA



**\*INDICACIÓN:**  
Obstrucción  
gastrointestinal  
benigno y maligno.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura trenzada con celdas no fijadas
  - Alta flexibilidad y fuerza radial optima
- ▶ Cubierta y parcialmente cubierta de silicona y extremos redondos blandos
- ▶ Sutura verde visible para una fácil extracción
- ▶ Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

Ref. Nro.	Modelo	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
PST2008B-22	Parcial	20mm	8cm	10.5 FR	220cm	0.035"
PST2008F	Cubierta	20mm	8cm	10.5 FR	180cm	0.035"
PST2008F-22	Cubierta	20mm	8cm	10.5 FR	220cm	0.035"
PST2010B	Parcial	20mm	10cm	10.5 FR	180cm	0.035"
PST2012B	Parcial	20mm	12cm	10.5 FR	180cm	0.035"