

STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR PARCIAL Y CUBIERTA DE SILICONA



***INDICACIÓN:**
Estenosis biliar
benigna y maligna.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura trenza con celdas fijadas - Resistente y flexible contra fractura
- ▶ Extremos atraumáticos - Menos hiperplasia en los bordes
- ▶ Recubrimiento de silicona en superficie interior y exterior
 - Previene el riesgo de crecimiento infiltrante del tumor
 - Ayuda flujo biliar
- ▶ Sutura de recuperación facilita retirada de la prótesis
- ▶ Marcas radiopacas: 3(tres) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

PARCIAL CUBIERTA

Codigo	Diámetro	Longitud	Cateter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
BS1006B	10mm	6cm	8 FR	180cm	0.035"
BS1008B	10mm	8cm	8 FR	180cm	0.035"
BS1010B	10mm	10cm	8 FR	180cm	0.035"

TOTALMENTE CUBIERTA

Codigo	Diámetro	Longitud	Cateter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
BS1004F	10mm	4cm	8.5 FR	180cm	0.035"
BS1006F	10mm	6cm	8.5 FR	180cm	0.035"
BS1008F	10mm	8cm	8.5 FR	180cm	0.035"
BS1010F	10mm	10cm	8.5 FR	180cm	0.035"