


# STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO CERVICAL



**\*INDICACIÓN:**  
Estenosis esofágicas superiores.

## CARACTERÍSTICAS

- › Diseño de la cabeza proximal corta previene daño de las cuerdas vocales en los casos de colocación de la prótesis de la parte esfínter superior del esófago.
- › Cubierta de silicona: Reduce el riesgo de crecimiento infiltrante del tumor.
- › Sutura verde visible para una fácil extracción.
- › Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio.

Ref. Nro.	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
ES2012FV	20MM	12cm	20FR.	70cm	0.038"
ES2010FV	20MM	10cm	20FR.	70cm	0.038"