


# STENT AUTOEXPANDIBLE ECOENDOSCÓPICO SPAXUS



**Pseudoquiste  
pancreático y  
drenaje pancreático**



Marcador amarillo

Marcador interno  
de rayos x

Marcador azul

Marcador externo  
de rayos x

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Previene la migración y mantiene en posición del lumen para el drenaje transluminal.
- ▶ Totalmente recubierto de silicona para evitar las fugas y facilita la extracción de stent.
- ▶ El diseño flexible ayuda en posición de acomodarse independientemente del grosor de la pared.
- ▶ Los diámetros de 8,10,16 mm permiten aplicar varias indicaciones.

Ref. No.	Diámetro del body (mm)	Diámetro flaps (mm)	Longitud del stent (mm)	Catéter de sistema (fr)	Logitud usable del sistema (cm).
SS0802FW	8	23	2	10	180
SS1002FW	10	25			
SS1602FW	16	31			