

EQUIPO LASER HOLMIUM - PORTATIL

Potent®

Potencia:

40 Watts



CARACTERÍSTICAS

- Tipo de láser: Láser Holmium - YAG (Granate de itrio y aluminio)
- Potencia de salida (máx.): 40 Watts
- Frecuencia de Pulso: 30 Hz o 5 - 20 Hz
- Energía de pulso: 0.1 - 6.0 J o 0.5 - 4.0 J
- Longitud de onda: 2.1 μm
- Duración del pulso: 50 - 1500 μs (Modos de pulso de longitud, Media y Corta) o 300 - 600 μs
- Fibras (200 μm , 275 μm , 365 μm , 550 μm , 800 μm , 1000 μm) y 3m. de long.
- Fuente de alimentación: AC 110V+10%,220V+-22V/50Hz+-1Hz o AC 220V-240V/50Hz-60Hz

Ref. No	Descripción
HZ-40	Equipo láser Holmium - portátil