

EQUIPO LÁSER HOLMIUM HP ESTACIONARIO

Potent®

Potencia:

120 Watts



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tipo de láser: Láser Holmium - YAG (Granate de itrio y aluminio)
- ▶ Potencia de salida (máx.): 90 Watts / 100 Watts / 120 Watts
- ▶ Frecuencia de Pulso: 50 Hz máx / 80 Hz máx / 100 Hz máx / 120 Hz máx /
- ▶ Energía de pulso: 3.5 - 7.0 J
- ▶ Longitud de onda: 2.1 μm
- ▶ Duración del pulso: 100-600 μs 50-150 μs 50-200 μs
- ▶ Fibras (200 μm , 275 μm , 365 μm , 550 μm , 800 μm , 1000 μm) y 3m. de long.
- ▶ Fuente de alimentación: AC 220V 50Hz-60Hz

Descripción

Equipo láser Holmium - estacionario