


# BRONCOSCOPIO DESCARTABLE



Zero

ID: -  
OD: 2.2mm

Ultra-Slim

ID: 1.2mm  
OD: 2.6mm

Slim

ID: 1.2mm  
OD: 3.2mm

IP Scope

ID: 2.0mm  
OD: 4.0mm

Normal

ID: 2.2mm  
OD: 4.9mm

Large

ID: 2.8mm  
OD: 5.8mm

Extra

ID: 3.2mm  
OD: 6.2mm

## CARACTERÍSTICAS

- Elimina el riesgo de contaminación cruzada y garantiza la seguridad de los pacientes.
- Los rangos de angulación hacia arriba y hacia debajo de 210° soportan una inserción más suave en el lobulo del bronquio.
- Tiene una función de autobloqueo para una manipulación más estable.
- ROTACIÓN El tubo de inserción se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha hasta 90 ° simplemente girando un anillo en la sección.

| Nombre               | Zero        | Ultra-Slim  |          |               | Slim        | IP Scope      | Normal      | Large       | Extra       |
|----------------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Modelo               | BCV1-01/02  | BC-P1602    | BC-P1604 | BC-P1602-L(*) | BCV1-C1/C2  | BCV1-KS3-L(*) | BCV1-M1/M2  | BCV1-S1/S2  | BCV1-W1/W2  |
| Sección de doblaje   | U210°/O210° | U210°/O210° |          |               | U210°/O210° | U210°/O210°   | U210°/O210° | U210°/O210° | U210°/O210° |
| Canal de Trabajo     | 0mm         | 1.2mm       |          |               | 1.2mm       | 2.0mm         | 2.2mm       | 2.8mm       | 3.2mm       |
| Diametro Externo     | 2.2mm       | 2.6mm       |          |               | 3.2mm       | 4.0mm         | 4.9mm       | 5.8mm       | 6.2mm       |
| Longitud de trabajo  | 600mm       | 600mm       | 500mm    | 600mm         | 600mm       | 620mm         | 600mm       |             |             |
| Vista en profundidad |             |             |          |               |             | 3~100mm       |             |             |             |

\* Modelo con bloqueo de angulación