

MANOMETRO PARA INSUFLACIÓN DE BALON URETERAL

JUHONG®



CARACTERÍSTICAS

- Buena impermeabilidad; fabricado con material de alta resistencia y seguridad.
- Volumen máximo de 60 ml, lo que permite inflar el catéter con balón de dilatación una sola vez, evitando así el inflado repetido.
- La visualización de la presión es clara y visible, fácil y cómoda de observar.
- 850 mm de longitud
- Cada juego contiene 6 tiras dilatadoras
- 1 alambre guía, con marcas de desarrollo de rayos X
- Marcas de escala y un cepillo de limpieza.

Ref. No	Descripción
JHY-IF-60	MANOMETRO PARA INSUFLACIÓN DE BALON URETERAL