

MONITOR DE VIDEO DIGITAL



DVM-B1



Características

Grabación de video Duración mañana de 6 horas

Reproducción Foto y video

Requisito de energía eléctrica

100V-240V AC; 47-63HZ ; 1.62-0.72A

Medidas AnxAlxP 310mmx 231mm x 39mm

Peso 2.14kg

Memoria 64G

Función

- ▶ Resolución máxima: (16:10) -1280 x 800 Pixels
- ▶ Tipo de visualización: 12.1" Colour TFT LCD
- ▶ Ajuste de imagen: Forma y brillo
Parámetros_gamma, Saturación RGB
- ▶ Tipo de batería: 10.8V 9000mAh Li-ion
- ▶ Funcionamiento con batería: Más de 6 horas
- ▶ Transferencia de archivos:
Conexión USB: 2 x USB 3.0 Tipo A
- ▶ Salida de video: HDMI (1920 x 1080p, 60 fps)
- ▶ Conectividad PACS: Sí (Wi-Fi&LAN)