

# CISTO-NEFRO VIDEOSCOPIO DE USO UNICO

## PUSEN

### Canal de inserción recto

Navegación mas suave para reducir el riesgo de daños en el equipo



### Mejora del control del cirujano

Botones de aspiración integrados manejables para un flujo óptimo de lavado y una excelente visión intraoperatoria



Imágenes de alta calidad



Control de la succión



Alta luminosidad



Canal recto

#### Sistema óptico

Resolución	720 * 720 pixels
Campo de Visión	90°
Profundidad del campo	5-80 mm

#### Parte insertable

Parte controlable	210° up/down
Diámetro de la parte insertada	5.0 mm
Longitud de trabajo	380 mm
Ancho mínimo del canal del instrumento	≥ 7.2 Fr

#### Otras funciones

Botones personalizables PC200-AS

Incluye tuberías de Irrigación En todos los modelos