


URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESCARTABLE 7.5FR CON SUCCIÓN

PUSEN®

- ✓ No hay infección cruzada
- ✓ Sin mantenimiento
- ✓ Sin esterilización



Mayor rango
de movimiento
de punta



Flexión
pasiva



Relación de
par 1: 1



Desviación
bidireccional



SISTEMA ÓPTICO	
Visión	90°
Dirección de la vista	0°
Profundidad del campo	3-50 mm
INSERTAR PARTE	
Parte controlable	270° Arriba 270° Abajo
Diámetro de la parte insertada	7.5 Fr
Diámetro del extremo lejano	7.5 Fr
Longitud de trabajo	650 mm
CÓDIGO	
PU3033AH	


7.5 Fr

Preciso & extraordinario


Reducir el diámetro exterior
en un **19%**

El volumen de agua recuperada
aumentó al **147%**


- Ambos comparados con PU3022A en funda de 12/14 Fr
- En vaina de 10 / 12 Fr, irrigación es 280% comparada con PU3022A
- En vaina de 11 / 13 Fr, irrigación es 179% comparada con PU3022A



Adaptado a ID ≥ 9Fr Sheath



Menos entrada de complicaciones



Mayor flujo de salida de calculo