

FIBRA LÁSER HOLMIUM

Potent®




NUCLEO DE FIBRA
Entrega toda la energía al objetivo

REVESTIMIENTO
Mantiene la energía de la radiación dentro del núcleo


CUBIERTA
Ayuda a reconocer la posición de la fibra y mejora la rapidez de la sonda



FIBRAS ESTÁNDAR
Para uso general en tratamientos de cálculos y tejidos blandos



FIBRA DE PUNTA DE BOLA
Simplifican enormemente la inserción en endoscopios ya doblados



FIBRAS DE ALTO RENDIMIENTO
Diseñadas para entregar una gran potencia incluso con fibras pequeñas



FIBRAS PARA GASTRO
Diseñadas especialmente para la fragmentación de cálculos biliares

Descripción

Fibra Laser De 276 Micras Longitud 3 Metros

Fibra Laser De 365 Micras Longitud 3 Metros

Fibra Laser De 550 Micras Longitud 3 Metros

Fibra Laser De 800 Micras Longitud 3 Metros

Fibra Laser De 1000 Micras Longitud 3 Metros