





Octopus
RF Electrode



Características Principales

- Diseño innovador que ofrece colocación de electrodos agrupados y separables.
- Reduce el tiempo de operación al eliminar la ablación superpuesta.
- Capacidad de cambiar entre el suministro de energía bipolar y monopolar.
- Solución rápida para tumores grandes y múltiples.
- Ablación efectiva en grupos cerrados de 0,5 cm de distancia.
- Separados fácilmente como 3 electrodos individuales para una fácil colocación.
- Elimine de manera rentable la necesidad de almacenar electrodos tipo grupo y el juego de 2 o 3 agujas.
- Ablación más rápida y más grande cuando se usa con el sistema generador VIVA Multi RF.
- Comentarios positivos de los usuarios sobre la punta de la aguja más afilada para un abordaje percutáneo más fácil.

Octopus RF Electrode

Ítem No.	Descripción	Calibre - Longitud	Punta Activa
17-15P25	Aguja monopolar para Radiofrecuencia octopus	17 G – 15 cm	2.5 cm
17-15P30	Aguja monopolar para Radiofrecuencia octopus	17 G – 15 cm	3.0 cm



LÍDER MUNDIAL EN LA ARF

* Ablación por Radiofrecuencia



ENDOMED
Technologies S.A.C.

Dirección : Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya - San Juan de Miraflores
Teléfono : (01) 368 - 7542
E-mail : ventas@endomed.com.pe / endomedsac@gmail.com
Web : www.endomed.com.pe

