

Suministros médicos

Sondas - Adaptadores

Sondas de temperatura reutilizables




Modelos compatibles	Conector de instrumento	Tipo de sonda	OEM #	Ref.	Tipo de resistencia	Descripción
Compatible YSI 400 Series						
CAS Med: 750 CSI: 1100, 2200 Ohmeda: CS/3, Cardiocap I Draeger: Infinity Delta, Infinity Gamma Edan: M50, M80 Datascopes: PM 7000 Nihon Kohden: Spacelabs: Welch Allyn: YSI: 400 Series Zoll			409B, 709B, 701, 85409	W0001A	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), piel de adulto
			YSI: 401 GE P/N: 9445-004	W0001B	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), recto/ esofágico para adultos
			YSI: 427 Welch Allyn P/N: 008-07 56-00	W0001C	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), Piel pediátrica
			YSI: 402 GE P/N: M1024251	W0001D	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), recto/ esofágico pediátrico
				W0029A	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), piel de adulto
				W0029C	25 °C 2.252 KΩ	10 ft (3.0 m), Piel pediátrica

Adaptadores de temperatura



Modelos compatibles	Conector de instrumento	Lado de la sonda del yugo	OEM #	Ref.	Longitud	Descripción
Compatible YSI						
See YSI Temp			E9004ZS	W0001G	2.5 m	Se utiliza con los desechables de la serie YSI 400

Sondas de temperatura desechables



Modelos compatibles	Conector de instrumento	Tipo de sonda	OEM #	Ref.	Tipo de resistencia	Descripción
Compatible YSI 400						
Datex Ohmeda Philips Draeger Edan GE Marquette MEK Medtronic Mindray > Datascope Nihon Kohden Spacelabs Welch Allyn YSI 400 Series			8001642	W0001E	25 °C 2.252 KΩ	Sondas de superficie cutánea para adultos de 32 pulgadas (0,8 m)
			4499	W0028E	25 °C 2.252 KΩ	Sondas de superficie cutánea para adultos de 32 pulgadas (0,8 m)
			8001644	W0001F	25 °C 2.252 KΩ	19 pulg. (0,48 m), rectal/esofágico
			8001644	W0099F	25 °C 2.252 KΩ	24 pulgadas (0,6 m), Rectal/esofágico
			8001644	W0104F	25 °C 2.252 KΩ	24 pulgadas (0,6 m), Rectal/esofágico
Compatible YSI Series						
YSI 400				W0103E	25 °C 2.252 KΩ	Conector mono de 32 pulg. (0,8m), 6,3 mm Sondas de superficie cutánea

MedLinket

Representante exclusivo:

ENDOMED
⌘ Technologies S.A.C.

Dirección : Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya
San Juan de Miraflores

Teléfono : (01) 368 - 7542

E-mail : endomedsac@gmail.com

Web : www.endomed.com.pe