

SISTEMA DE PLASMA BIPOLAR SM20C



CARACTERÍSTICAS

- › Solución salina como medio de trabajo
- › Protección inteligente mediante disyuntor
- › Función de modo dual
- › Modo SM: Resección y Coagulación en Cirugía Urológica y Ginecológica
- › Modo VP: Corte, Sellado Vascular y Coagulación en Cirugía Laparoscópica

APLICACIÓN

- › RTUP (Resección transuretral de próstata)
- › TVERP (Enucleación transuretral por vapor y resección de próstata)
- › TVEP (Enucleación transuretral por vapor de próstata)
- › Extirpación de vejiga
- › Estenosis uretral

Ref. No	Tipo de modo	Potencia de salida	Salida de voltaje máxima	Frecuencia de salida
SM20C	Modo de corte bipolar	220 W at 150 Ω	550 Vp	375 KHz
	Modo de coagulación bipolar	110 W at 100 Ω	250 Vp	375 KHz
	Modo Vp de coagulación bipolar	95 W at 100 Ω	250 Vp	375 KHz